

THEALTH

SOINS SANTE

PT3 THERMOMETRE


MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ? Rendez-vous sur <https://sav.darty.com>

iHealth[®] PT3

Infrared No-Touch Forehead Thermometer
l'infrarouge Pas de contact forehead thermomètre
Infrarrojos Termómetro sin contacto frente



User's Manual

Mode d'emploi
Manual de usuario

Version 1.0

Table de Matières

Présentation du produit	1
Précautions de sécurité	1
Attention	1
Description générale	3
Performances du produit	3
Utilisation prévue et modes d'application	4
Contre-indications	4
Instructions d'utilisation	4
Erreurs et dépannage	6
Température corporelle.....	7
Entretien et nettoyage	7
Maintenance	7
Déchets	8
Conditions d'utilisation, d'expédition et d'entreposage ..	8
Accessoires	8
Icônes normalisées	8
Étalonnage	9
Stockage	9
Tables de compatibilité électromagnétique	9
GARANTIE	11

Présentation du produit

Merci d'avoir choisi notre produit.

Ce produit est un thermomètre à technologie infrarouge (IR), conçu pour mesurer la température du corps humain sur la base de l'énergie des infrarouges émis par le front. Ce produit vous aidera à évaluer facilement et rapidement votre état de santé et celui de vos proches.

Nom du produit : l'infrarouge Pas de contact forehead thermomètre

Modèle : PT3

Précautions de sécurité

⚠ Avertissement

- Ce thermomètre ne remplace pas la consultation d'un médecin. Consultez ce dernier en cas de doute sur la température mesurée.
- Pour l'usage du consommateur seulement, pas pour un usage professionnel.
- Maintenez le thermomètre hors de portée des enfants. En cas d'ingestion accidentelle de la pile ou d'autres composants, appelez immédiatement les urgences.
- Ne jetez pas les piles dans le feu et ne les court-circuitiez pas.

⚠ Attention

(1) Mesures

1. Les températures indiquées par le thermomètre doivent être considérées comme n'ayant qu'une valeur de référence. Ne vous auto-diagnostiquez pas et ne vous traitez pas vous-même sur la base des mesures du thermomètre. Consultez un professionnel de santé si nécessaire.
2. Il n'y a pas de norme absolue pour la température corporelle humaine. Il est important de connaître votre zone normale de températures pour pouvoir déterminer avec certitude si vous avez de la fièvre.
3. Assurez-vous que le front du sujet soit sec (sans sueur, ni produits cosmétiques), propre et non gras avant d'effectuer une mesure.
4. Le patient ne doit pas boire, manger ou exercer une activité physique pendant la mesure. Attendez 30 minutes avant d'effectuer une mesure si tel est le cas. Les mesures effectuées lorsque la personne est au repos sont plus précises et utiles comme référence.
5. Ne mesurez pas la température au dessus d'un pansement, sur des plaies ouvertes ou des écorchures.
6. Ne mesurez pas la température corporelle au dessus de pansements situés sur le front, car ils affectent la conduction thermique.
7. S'il y a une différence de température entre le lieu de rangement du thermomètre et l'environnement où se trouve le sujet, laissez le thermomètre au repos pendant 30 minutes avant d'effectuer une mesure.
8. Ne mesurez pas la température immédiatement après la prise d'un médicament qui augmente la température. Les valeurs obtenues seraient inexactes.
9. De petites fluctuations entre des mesures prises de manière continue sont normales. Pendant des mesures

continues, la température corporelle du patient peut se transmettre au thermomètre et affecter la précision des mesures. Nous vous recommandons d'effectuer un maximum de 3 mesures continues sur un court laps de temps.

10. Ne pointez pas directement l'appareil vers le soleil, une climatisation ou un chauffage pendant la mesure, ceci modifiera la température du front. Les mesures doivent être effectuées autant que possible dans un environnement stable.
11. Ne mesurez pas la température corporelle dans un environnement à fort rayonnement électromagnétique (par exemple près d'un four à microondes, plaques de cuisson à induction ou téléphone portable en utilisation), car celui-ci peut fausser les mesures et même endommager l'appareil.
12. Cet appareil doit être considéré comme personnel. Il doit être convenablement nettoyé et désinfecté pour éviter toute contamination.
13. Pour nettoyer la sonde, passez délicatement un coton imbibé d'alcool à 75 % dessus. Une fois le thermomètre nettoyé, laissez-le reposer pendant au moins 15 minutes avant de procéder à de nouvelles mesures.
14. Ce thermomètre infrarouge répond aux exigences établies dans la norme ASTM (E1965-98) à l'exception de la clause 5.2.2. Il affiche la température du sujet sur une plage de 89,6°F ~ 109,2 °F. L'entière responsabilité de la conformité de ce produit à la norme est assumée par (fabricant: Famidoc Technology Co., Ltd. Ajouter : No. 212 Yilong Road, Hexi Industrial Zone, Jinxia, Changan Town, Dongguan 523853, Guangdong Province, China.)

(2) À propos du produit


1. Ce produit est un instrument de précision. Après utilisation, rangez toujours le produit dans son emballage d'origine. Pour assurer l'exactitude des mesures, évitez tout contact de l'appareil ou de la sonde avec des liquides ou des gouttelettes. Évitez que de petites particules (poudres, poussières) ne pénètrent dans la sonde.
2. Évitez de laisser tomber le produit ou de le laisser à l'air libre. Ne démontez pas ni ne remontez vous-même le produit.
3. Ne touchez pas directement la sonde avec vos doigts et ne soufflez pas dessus. Les mesures prises avec une sonde infrarouge endommagée ou sale peuvent s'avérer inexactes.
4. Maintenez le produit hors d'atteinte des enfants, afin d'éviter qu'ils ne puissent avaler les piles ou autres petites pièces.
5. Ne jetez pas le thermomètre ni les piles dans le feu afin d'éviter des explosions.
6. Retirez les piles du thermomètre si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant plus d'un mois.
7. Si vous êtes allergique au plastique / au caoutchouc, n'utilisez pas cet appareil.
8. Les matériaux (ABS, TPU, métal) de s'attendre à un contact avec le patient ont passé le test de norme ISO 10993-5 et ISO 10993-10, aucune toxicité, allergie et réaction

d'irritation. Ils sont conformes aux exigences de la MDD. Basé sur la science et la technologie actuelles, d'autres réactions allergiques potentielles sont inconnues.


Description générale

Le thermomètre se compose essentiellement d'un boîtier en plastique, d'un capteur de températures à infrarouges, d'un microcontrôleur, d'un moteur vibrant, d'un affichage LED et de piles.

L'aspect extérieur du produit est présenté ci-dessous



Instructions concernant l'écran LED



Dimensions de l'appareil : 5,39 in x 1,34 in x 1,54 in

Dimensions de l'écran : 1,01 in x 0,75 in

Poids du produit : 90 g

Performances du produit

1. Position : milieu du front
2. Distance de mesure : 1,18 in (≤ 3 cm)
3. Alimentation : 3 V CC ; 2 piles de 1,5 V type AAA
4. Plage de mesure : de 89,6 à 109,2 °F (de 32 à 42,9 °C)
5. Précision de la mesure : $\pm 0,4$ °F entre 95 et 107,6 °F, et $\pm 0,5$ °F pour le reste des plages de températures.
6. Résolution : 0,1 °F
7. Reproductibilité clinique : comprise entre $\pm 0,5$ °F
8. Conditions ambiantes d'utilisation :
température : entre 59 et 104 °F (15 et 40 °C) ;
humidité : entre 15 et 85%RH, sans condensation
Pression atmosphérique : entre 70 et 106 kPa
9. Mode de fonctionnement :
Mode ajusté : front
Mode direct : mode de surface

- 10. Durée de vie prévue : 2 ans
- 11. Site du corps de référence : oral
- 12. Version du logiciel : V1.0

Les exigences de précision de laboratoire ASTM dans la plage d'affichage de 98 ° F à 102 ° F (37 ° C) pour les thermomètres IR sont de $\pm 0,4$ ° F ($\pm 0,2$ ° C), tandis que pour les thermomètres à verre et électroniques au mercure, l'exigence des normes E667-86 et E1112-86 de l'ASTM est de $\pm 0,2$ ° F ($\pm 0,1$ ° C).

Utilisation prévue et modes d'application

Ce produit s'utilise essentiellement pour la prise de température par infrarouges au niveau du front. Convient aux les bébés, aux enfants et aux adultes. Les bébés et les enfants ne doivent pas utiliser le thermomètre tout seuls. La température des bébés et des enfants doit être mesurée par des adultes. Rappel : La valeur obtenue lors de la mesure peut varier selon la couleur de la peau et la distance de mesure.

Contre-indications

Déconseillé pour les personnes qui présentent des lésions inflammatoires, traumatiques, post-opératoires, etc. au niveau de la zone de mesure.

Instructions d'utilisation

Le patient est un opérateur prévu. Le patient peut mesurer, transmettre des données et changer la pile.


(1) Installation du produit


Insérez les deux piles fournies dans le compartiment situé à l'arrière de l'appareil. Le produit effectuera une vérification automatique et se mettra en veille (s'il indique que l'alimentation est faible, changez les piles pour assurer une alimentation suffisante).

(2) Procédure de mesure


- 1 Pointez la sonde du thermomètre à 1,18in (3cm) au milieu du front (la distance idéale est d'environ la largeur de l'index d'un adulte). Ne touchez pas le front avec la sonde.



- 2 Appuyez délicatement sur le bouton [] pour effectuer la mesure, jusqu'à vibration de l'appareil.




- 3 L'appareil vibre dès que la mesure est obtenue. La mesure s'affiche alors sur l'écran. Si la mesure échoue, l'appareil ne vibre pas et l'écran affiche [- - - °F].



Quelques causes possibles d'erreurs de mesure :

- A. La distance de mesure est supérieure à 1,18in(3cm) ;
- B. La température de l'environnement n'est pas conforme aux exigences, ou il existe une trop grande différence de température ;
- C. La température se situe en dehors de la plage de mesure.



(3) Extinction



Si vous n'avez plus de mesures à effectuer, laissez simplement le dispositif inactif : il s'éteindra automatiquement au bout de 8 secondes.

(4) Mise en route de l'appareil

1. Si l'appareil est éteint, appuyez longuement (8 secondes) sur le bouton de mesure. La mode de sélection d'unité s'affiche. Dans ce mode, les voyants °C et °F clignotent en même temps.
2. Appuyez sur le bouton de mesure pour basculer entre l'affichage degrés Celsius ou Fahrenheit. Le symbole correspondant à l'unité choisie clignotera.
3. Appuyez ensuite longuement (8 secondes) sur le bouton de mesure pour quitter ce mode.

Rappel: Si vous n'appuyez pas longuement (8 secondes) sur le bouton de mesure pour confirmer l'unité sélectionnée avant que l'écran ne s'éteigne, le système considérera que la modification a échoué et retiendra l'unité de température d'origine.

(5) Installation et remplacement des piles

Lorsque vous allumez le thermomètre, la charge restante des piles est automatiquement détectée. Si les piles faiblissent mais permettent encore d'effectuer des mesures, le symbole de batterie faible [] s'affiche en même temps que les résultats. Si les piles sont trop faibles pour effectuer des mesures, l'écran affiche uniquement l'icône clignotante [] et l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 8 secondes. Pour continuer à utiliser l'appareil, remplacez les piles.

(6) Installation et remplacement des piles







1. Retirez le couvercle des piles en le faisant glisser vers le bas pour ouvrir le compartiment.
2. Retirez les piles usagées et mettez des piles neuves.
3. Placez les piles en respectant les marques qui indiquent la

polarité. Vérifiez que les nouvelles piles sont fermement encastrées dans le compartiment et que la polarité n'est pas inversée.

4. Refermez le compartiment des piles en remettant le couvercle.

- Jetez les piles usagées en respectant les lois et les règlements nationales.
- Ne jetez pas les piles usagées directement dans la poubelle.
- Retirez les piles si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant plus d'un mois.
- Ne jetez pas les piles dans le feu.
- Lors de l'utilisation, ne touchez pas la batterie et le patient simultanément.
- La durée de vie typique des batteries neuves et inutilisées est de 300 mesures pour une durée de fonctionnement de 60 secondes.

Erreurs et dépannage

Problème	Élément à détecter	Solution
	<ul style="list-style-type: none"> · Piles épuisées 	Remplacez les piles usagées par des piles neuves
	<ul style="list-style-type: none"> · Piles installées sans respecter la polarité · Piles incorrectement installées 	Retirez les piles et réinstallez-les correctement.
	<ul style="list-style-type: none"> · Impossible d'effectuer une mesure car la batterie des piles est insuffisante. 	Changez les piles
	<ul style="list-style-type: none"> · Distance de mesure trop grande · La température se situe en dehors de la plage de mesure de 89,6 à 109,2 °F (de 32 à 42,9 °C) · La température ambiante dépasse la zone de 59 à 104 °F (de 15 à 40 °C), ou elle est instable 	Suivez le mode d'emploi et refaites les mesures
	<ul style="list-style-type: none"> · État actuel : tous les symboles clignotent sur l'écran. Le produit ne peut pas être utilisé. 	Adressez-vous au service clients.
	<ul style="list-style-type: none"> · Les piles sont actuellement trop faibles. 	Remplacez la pile dès que possible.

Température corporelle

- La température corporelle varie d'une personne à l'autre et fluctue au cours de la journée. Pour cette raison, il est suggéré de connaître sa température frontale normale et saine pour déterminer correctement la température.
- La température corporelle est d'environ 95,9 °F à 100 °F (35,5°C -37,8°C). Pour déterminer si quelqu'un a de la fièvre, comparez la température détectée avec la température normale de la personne. Une élévation de la température corporelle de référence de 1 °F (1 °C) ou plus est généralement une indication de fièvre.
- Différents sites de mesure (rectale, axillaire, orale, frontale, auriculaire) donneront des lectures différentes. Il est donc faux de comparer les mesures prises sur différents sites.
- Voici les températures typiques pour les adultes, basées sur différents sites de mesure :

Rectal	97,9°F-99,1°F	36,6°C to 38°C
Axillaire	94,5°F-99,1°F	34,7°C to 37,3°C
Oral	95,9°F-99,5°F	35,5°C to 37,5°C
Auriculaire	96,4°F-100,4°F	35,8°C to 38°C

Entretien et nettoyage

1. La sonde (comprenant un capteur de température et un capteur de distance) est l'élément le plus complexe du thermomètre ; elle doit être maintenue propre et intacte pour obtenir des mesures exactes.
Pour nettoyer la sonde, procédez comme suit :
Tamponnez doucement la surface de la sonde avec un coton tige imbibé d'alcool médical à plus de 75 %.
2. Si la sonde (le capteur) se casse, appelez le service clients.
3. Nettoyez l'écran d'affichage et la surface externe du thermomètre avec un chiffon doux et sec. Si le thermomètre est très sale, vous pouvez humidifier le chiffon avec un peu d'alcool médical.
4. Le produit n'est pas étanche. Ne nettoyez pas l'appareil avec des détergents. Ne trempez pas le thermomètre dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

Maintenance

1. Cette société n'a autorisé aucune agence ni aucune personne à réparer ses produits ni à en assurer la maintenance. Si vous détectez des défauts de fonctionnement, n'essayez pas de démonter ou de modifier l'appareil.
2. Le thermomètre IR est un instrument d'une extrême précision. Tout acte inapproprié de réparation, de démontage ou de modification peut entraîner des inexactitudes dans la mesure.
3. Si vous détectez un problème quelconque pendant la période de garantie, adressez-vous au service clients pour qu'il le prenne en charge.

Déchets



Jetez les piles conformément aux règlements en vigueur dans un lieu adapté.
Jetez-les dans un point de collecte public dans les pays européens – Directive DEEE 2002/96/CE.
Si vous avez des questions, veuillez consulter les autorités locales chargées de l'élimination des déchets.

Notes

- Méthode de manipulation et mise aux déchets des piles : agissez conformément à la loi native.
- Retirez la pile en cas de non utilisation prolongée.



Pour protéger l'environnement, jetez les piles épuisées dans des lieux de collecte conformément aux règlements nationaux ou locaux.
Jetez les dans un point de collecte public dans les pays de l'UE – Directive 2006/66/CE.

Conditions d'utilisation, d'expédition et d'entreposage

(1) Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiante d'utilisation :
entre 59 et 104 °F (15 et 40 °C) ;
humidité : entre 15 et 85 %RH sans condensation

(2) Conditions de transport et de stockage

Appareil principal : de -4 à 131 °F (-20 à 55 °C) ;
humidité : entre 15 et 95 %RH sans condensation

Accessoires

N'utilisez que des accessoires d'origine, et vérifiez qu'il ne manque aucun accessoire.

1 Thermomètre IR	2 Piles AAA
1 Mode d'emploi	1 Guide rapide de l'utilisateur

Icônes normalisées



Attention : Utilisez l'appareil selon les instructions!
(Sur fond : bleu; Couleur de l'illustration : blanc.)



Les piles, les batteries et les instruments électroniques doivent être jetés en respectant les réglementations locales, et séparés des déchets ménagers.



Informations sur le fabricant



Symbole pour « AVERTISSEMENT »



Numéro de série



Représentant autorisé dans la Communauté européenne

IP22

Indice de protection contre les infiltrations (IP22):
Cet appareil est protégé contre l'insertion d'objets solides $\geq 12.5\text{mm}$ (et contre l'accès aux parties sensibles avec les doigts). Cet appareil est également protégé contre le ruissellement avec une inclinaison maximale de 15° par rapport à la position normale.

CE 0120

Conforme aux exigences de la norme MDD 93/42/cee

Étalonnage

Au départ, le thermomètre est étalonné en usine. S'il est utilisé conformément aux instructions, aucun réétalonnage périodique n'est nécessaire. Si vous veniez à avoir des doutes sur l'exactitude de la mesure, adressez-vous au distributeur ou au fabricant (les coordonnées de contact se trouvent sur la dernière page).

Stockage




- 1) Ne laissez pas le thermomètre directement au soleil, ni dans des environnements très chauds ou humides. Ne l'exposez pas au feu ni à de fortes vibrations.
- 2) Retirez les piles en cas de non utilisation pendant une période prolongée.

Tables de compatibilité électromagnétique

Directives et déclaration du fabricant – Émissions électromagnétiques		
L'appareil PT3 est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il est du ressort du client ou de l'utilisateur d'assurer qu'il est utilisé de la sorte.		
Test sur les émissions	Compatibilité	Environnement électromagnétique – Directives
Émissions RF CISPR11	Groupe 2	Le PT3 doit émettre de l'énergie électromagnétique pour pouvoir accomplir ses fonctions. Les appareils électroniques situés à proximité peuvent s'en voir affectés.
Émissions RF CISPR11	Classe B	Le PT3 peut être utilisé dans toute installation autre que résidentielle ou directement connectées au réseau public basse tension desservant des immeubles à utilisation résidentielle.
Émissions harmoniques CEI 61000-3-2	Sans objet	
Émissions par fluctuations ou papillotement de la tension CEI 61000-3-3	Sans objet	

Conseils et déclarations du fabricant – Immunité électromagnétique			
L'appareil PT3 est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il est du ressort du client ou de l'utilisateur d'assurer qu'il est utilisé de la sorte.			
Test d'immunité	Test CEI 60601 niveau	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique – Orientation
Décharge électrostatique CEI 61000-4-2	contact ± 6 kV air ± 8 kV	contact ± 6 kV air ± 8 kV	Les planchers doivent être en bois, en béton ou en carrelés. Si les planchers sont revêtus d'un matériau synthétique, l'humidité relative doit être au moins de 30 %.

Directives et - déclaration du fabricant. Immunité électromagnétique			
Le PT3 est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique tel que spécifié ci-après. Le client ou l'utilisateur du PT3 doit assurer qu'il soit utilisé dans un tel environnement.			
Test d'immunité	CEI 60501 Niveau du test	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique – Directives
RF conduite CEI 61000-4-6 RF rayonnée CEI 61000-4-3	3 V rms 150 kHz à 80 MHz 3 V rms 3 V/m 3 V/m 80 MHz à 2,5 GHz	± 6 kV contact ± 8 kV air	Les appareils de communication RF portables ou mobiles ne doivent pas être utilisés plus près d'un quelconque composant, câbles compris, du PT3 qu'à la distance recommandée calculée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur.
Distance de séparation recommandée : $d=1.2\sqrt{P}$ $d=1.2\sqrt{P}$ 80MHz—800MHz $d=1.2\sqrt{P}$ 800MHz—2.5GHz où P est la puissance nominale maximale de sortie en watts (W) de l'émetteur selon le fabricant de celui-ci, et d est la distance de séparation recommandée en mètres (m). Les intensités de champ d'émetteurs RF fixes tels que déterminées par une étude électromagnétique sur place a.doivent être inférieures au niveau de conformité dans chaque plage de fréquences. b.Un brouillage peut se produire à proximité d'un appareil marqué du symbole suivant : 			
REMARQUE 1. À 80 MHz et à 800 MHz, c'est la plage de fréquences la plus élevée qui s'applique. REMARQUE 2 Ces directives peuvent ne pas être applicables à toutes les situations. La propagation électromagnétique est sensible à l'absorption et à la réflexion par des structures, des objets ou des personnes.			
a. Les intensités de champs d'émetteurs fixes, comme des stations de base de téléphones cellulaires ou sans fil et de			

services radio mobiles terrestres, des émissions de radio-amateurs, de radio AM ou FM et de télévision n'est pas théoriquement prévisible avec exactitude. Pour évaluer l'environnement électromagnétique créé par des émetteurs RF fixes, une étude sur place doit être envisagée. Si l'intensité du champ mesurée sur le lieu d'utilisation du PT3 dépasse le niveau de compatibilité RF applicable indiqué ci-dessus, il y a lieu de vérifier le bon fonctionnement du PT3. Si un fonctionnement anormal est observé, des actions supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires, comme celles de déplacer ou de réorienter le PT3.
b. Dans la plage de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, l'intensité du champ doit être inférieure à [V] V/m.

Distances de séparation recommandées entre les appareils de communication RF portables et mobiles et le PT3.			
Le PT3 est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur du PT3 peut contribuer à éviter le brouillage électromagnétique en maintenant une distance minimale entre tout appareil de communications (émetteur) RF portable ou mobile et le PT3 conformément aux recommandations ci-après, selon la puissance maximale de sortie de l'appareil en question.			
Puissance de sortie maximale nominale de l'émetteur W	Distance de séparation selon la fréquence de l'émetteur m		
Décharge électrostatique IEC61000-4-2	entre 150 kHz et 80 MHz $d=1.2\sqrt{P}$	entre 80MHz et 800MHz $d=1.2\sqrt{P}$	entre 800MHz et 2,5GHz $d=2.3\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	7.8	7.8	3.3
100	12	12	23
Pour les émetteurs dont la puissance maximale nominale de sortie ne figure pas dans la liste ci-dessus, la distance de séparation recommandée en mètres (m) peut être déterminée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la puissance nominale maximale de sortie en watts (W) de l'émetteur déclarée par le fabricant de ce dernier.			
REMARQUE 1 : À 80 MHz et à 800 MHz, c'est la distance de séparation correspondant à la plage de fréquences la plus élevée qui s'applique. REMARQUE 2 : Ces directives peuvent ne pas être applicables à toutes les situations. La propagation électromagnétique est sensible à l'absorption et à la réflexion par des structures, des objets ou des personnes.			

GARANTIE

Pour toute réclamation au titre de la garantie, veuillez joindre votre revendeur ou le service technique. Si vous devez nous retourner l'appareil, joignez-y une copie de votre reçu et une description claire du problème.

Les conditions de garantie sont les suivantes :

1. La période de garantie de l'appareil est d'un an à partir de la date de livraison. En cas de réclamation au titre de la garantie, la date de livraison doit être prouvée à l'aide d'un reçu ou de la facture d'achat.
2. Les réparations faites au titre de la garantie ne prorogent pas l'échéance de celle-ci.
3. Les cas suivants sont exclus de la garantie
 - Tout dommage découlant d'un traitement inapproprié, par exemple du non respect des instructions.
 - Tout dommage découlant de réparations ou d'interventions faites par le client ou par des tiers non agréés.
 - Tout dommage survenu lors du transport du fabricant au consommateur ou lors du transport vers un centre de service technique.
 - Les accessoires normalement soumis à l'usure ou à la déchirure.
4. Toute responsabilité pour des pertes directes ou indirectes causées par l'appareil est exclue, même si la réclamation pour des dommages de l'appareil est acceptée au titre de la garantie.

Fabricant pour iHealth Labs, Inc.

USA:

iHealth Labs, Inc.

www.ihealthlabs.com

120 San Lucar Ct., Sunnyvale, CA 94086, États-Unis

+1-855-816-7705

Europe :

iHealthLabs Europe SAS

www.ihealthlabs.eu

36 rue de Ponthieu, 75008, Paris, France



iHealthLabs Europe SAS

www.ihealthlabs.eu

36 rue de Ponthieu, 75008, Paris, France



Famidoc Technology Co., Ltd.

No. 212 Yilong Road, Hexi Industrial Zone,

Jinxia, Changan Town, Dongguan 523853,

Guangdong Province, China

Contenido

Introducción del producto	1
Precauciones de seguridad	1
Precaución	1
Descripción general	3
Comportamiento del producto	3
Uso previsto y alcance de las aplicaciones	4
Contraindicaciones	4
Instrucciones de uso	4
Errores del producto y solución de problemas	6
Temperatura corporal	7
Cuidado y limpieza	7
Mantenimiento	7
Disposición	8
Condiciones de funcionamiento, envío, y almacenamiento	8
Accesorios	8
Iconos normalizados	8
Calibración	9
Almacenamiento	9
Tablas de compatibilidad electromagnética (EMC)	9
GARANTÍA	11